



NOAL
MOBILITY
CARE



**Comodi, eleganti
e facili da utilizzare**

**SERVOSCALA
A POLTRONCINA**

Servoscala a poltroncina per ogni esigenza.



Riacquista la possibilità di vivere i tuoi spazi in piena autonomia grazie ai servoscala a poltroncina Mobility Care!

Muoverti liberamente in casa e fuori casa, ti aiuterà a recuperare quella fiducia in te stesso e la serenità che solo quegli ostacoli apparentemente insormontabili ti avevano tolto, migliorando la qualità della tua vita.

VANTAGGI DEL SERVOSCALA A POLTRONCINA



accessibilità a tutti
gli ambienti domestici



sicurezza
nei movimenti



maggiore mobilità
della persona




minor pericolo
di infortuni

Mobility Care offre un'ampia gamma di servoscala a poltroncina atti a soddisfare tutte le tue esigenze di accessibilità all'interno e all'esterno della tua casa.


I nostri ausili sono comodi, eleganti, facili da utilizzare e agevolano la salita e la discesa in totale sicurezza. Nella fase di inutilizzo, possono essere richiusi (braccioli, seduta e pedana poggipiedi) in modo da ridurre l'ingombro sulla scala. Ogni soluzione è studiata su misura in base alle caratteristiche della scala e alle necessità dell'utilizzatore.



TIPOLOGIE DI SERVOSCALA A POLTRONCINA



scale dritte



scale curve



ambienti esterni



NOAL
MOBILITY
CARE



**Comodi, eleganti
e facili da utilizzare**

**SERVOSCALA
A POLTRONCINA**

RETTILINEI

Servoscala a poltroncina per scale dritte

Facili da utilizzare, silenziosi e dal design funzionale. Adatti a qualsiasi tipo di abitazione.

I montascale a poltroncina rettilinei Mobility Care rappresentano una soluzione sicura e affidabile.

Sono disponibili diversi modelli, per interno e per esterno, che permettono ad ognuno di trovare la soluzione ideale per risolvere le proprie esigenze di mobilità e comfort, dai modelli più semplici a quelli dotati di funzioni avanzate, come la rotazione del sedile motorizzata e la pedana poggiapiedi automatica.

Compatti e pieghevoli, dispongono di guide fissate a gradino e di una batteria di riserva che consente loro di continuare a funzionare anche in caso di interruzione della corrente elettrica.



Modelli di servoscala rettilinei

MV 1100



Ultra sottile e compatto

Versione base con sedile Style. Grazie alla guida più stretta del mercato, MV 1100 può essere posizionato vicino alla parete lasciando molto spazio libero sulle scale per dare la libertà agli altri utilizzatori di salire e scendere comodamente i gradini. Sistema di carica continua integrato.

Colore sedile





beige

Colore guida



alluminio



Alcune delle dimensioni indicate variano in funzione della situazione della scala nell'abitazione e dalla versione del seggiolino.

Portata:

140 kg (da 30° a 45°)
130 kg da (46° a 50°)

MV 1000



Soluzione con portata maggiorata e per scale esterne

Il modello MV 1000 garantisce l'installazione anche in scale poco ripide ed esterne. Grazie alla poltroncina completamente personalizzabile nelle colorazioni, si integra alla perfezione in qualsiasi abitazione.

Colori disponibili sedile



sabbia



cacao




rubino




alluminio



zaffiro



giada



ardesia (versione per esterno)

Versione per esterni



Portata standard: 137 kg

Optional:

XL: fino a 160 kg
XXL: fino a 200 kg

Caratteristiche

STANDARD

Telecomando radio e comando di bordo

È estremamente semplice da usare: basta tenerlo premuto nella direzione verso la quale si desidera spostarsi e il montascale si muoverà delicatamente di conseguenza. Disponibile anche la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



Cintura di sicurezza

Cintura retrattile per garantire una maggiore flessibilità e sicurezza.



Rotazione del sedile manuale

Tramite la leva posta sotto il sedile.



Display diagnostico

Per monitorare lo stato del tuo montascale. È presente inoltre un interruttore per spegnere completamente il servoscala.



Pedana poggipiedi richiudibile manuale



OPTIONAL

Rotazione motorizzata

Rotazione motorizzata del seggiolino tramite comando di bordo.



Pedana poggipiedi motorizzata

Ribaltamento pedana poggipiedi automatico tramite un bottone sul bracciolo.



Guida ribaltabile manuale o motorizzata

Guida ribaltabile per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala.



Guida scorrevole motorizzata

Guida scorrevole motorizzata per lasciare libero il passaggio prima e dopo la rampa di scale. (Disponibile solo sul modello MV 1100).




Sedile Perch

Posizione del seggiolino più alta e seduta meno profonda. Adatto a chi ha problemi di mobilità alle ginocchia. (Disponibile solo sul modello MV 1000 per interni).



Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it



MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Civate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78