



NOAL
MOBILITY
CARE




**Facilità di utilizzo,
silenziosità e
design funzionale**

**SERVOSCALA
A PIATTAFORMA**

GTLE - D

Servoscala a piattaforma per tutte le tipologie di scale




Ingombro

Larghezza minima scala curva con accessi opposti: 1050 mm.

(con fissaggio a gradino e pedana standard)

Larghezza minima scala dritta con accessi opposti: 980 mm.

(con fissaggio a gradino e pedana standard)



• misure espresse in mm



Caratteristiche generali standard

- Dimensioni pedana: 700x800 mm
- Trazione a pignone e cremagliera
- Velocità massima: 0,15 mt/s
- Pendenza: da -10° a +47°
- Accesso lati opposti
- Fissaggio a muro o gradino
- Guide in acciaio inox
- Colore macchina: RAL 7016 e RAL 7048

- Pedana antiscivolo colore RAL 7016
- Pulsantiere di piano e comandi a bordo
- Apertura e chiusura maniglioni, pedana e bandelle di raccordo automatica.

Optional

- Dimensioni pedana su misura
- Accesso su 3 lati
- Versione per esterno (IP56) con guida e supporti zincati e telo di copertura
- Seggiolino ribaltabile
- Guida verniciata di colore a scelta
- Veicolo verniciato di colore a scelta
- Pulsantiera di piano ad incasso.

Sia all'interno che all'esterno, il nuovo GTLE - D è un robusto servoscala che con un'unica piattaforma si adatta a tutti i tipi di scale.

GTLE - D si distingue per un design innovativo e salvaspazio che lo rende ideale per le scale strette o a chiocciola.

La piattaforma è più grande di quella di molti altri servoscala, rendendolo più confortevole per gli utenti.

Un sistema di ultima generazione garantisce la massima sicurezza


grazie alla presenza di sensori che fermano automaticamente il movimento in caso di ostacoli. Silenzioso e facile da utilizzare, è dotato di molte funzioni intelligenti che lo rendono ancora più pratico. (Ad esempio, il servoscala può essere programmato per salire e scendere automaticamente in orari prestabiliti.) Le guide, realizzate interamente in

acciaio inox, garantiscono elevata qualità, robustezza e resistenza nel tempo. È inoltre disponibile un seggiolino opzionale, che consente l'utilizzo del servoscala anche da parte di una persona seduta.



Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it



MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

Sede di Modena

Via Repubblica Val Taro, 130 – 41122 Modena (MO)
Tel. 059 9910957

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78