NOAL
MOBILITY
CARE



Comodi, eleganti
e facili da utilizzare


SERVOSCALA
A POLTRONCINA


CURVILINEO DUE TUBI

Servoscala a poltroncina per scale curve

Sicuro, affidabile e facile da usare. Perfetto per scale e corridoi stretti, ma anche per scale a chiocciola.

Realizzato su misura per adattarsi perfettamente alla vostra casa e per ottenere una finitura accurata grazie ai numerosi optional disponibili. Garantisce salite e discese fluide e stabili grazie alla tecnologia all'avanguardia del design a due binari.





Alcune delle dimensioni indicate variano in funzione della situazione della scala nell'abitazione e dalla versione del seggiolino.

Portata standard: 136 kg
Optional: fino a 160 kg, con seduta maggiorata (larghezza seduta 51 cm).











Modelli di sedile

Un sedile per ogni interno.

Il servoscala a poltroncina curvilineo due tubi offre tre diversi modelli di sedile, disponibili in vari colori e finiture.

È possibile scegliere tra numerose opzioni in termini di comfort e stile, per adattare il prodotto alla propria casa. Perché la comodità deve essere anche bella.

Sedile Simplicity



Colore disponibile

sabbia

Il sedile Simplicity presenta un design essenziale ed un rivestimento color sabbia facile da pulire.

Sedile Smart



Colori disponibili

sabbia · marrone cacao · rubino · ardesia

Il sedile Smart si adatta ad ogni esigenza grazie alla sua versatilità. Disponibile in quattro colorazioni, il rivestimento è estremamente durevole e facile da mantenere pulito. Versione per esterni color ardesia.

Sedile Style



Colori disponibili

bianco (similpelle) · beige (similpelle) · rosso (tessuto)

Il sedile Style combina design, comfort ed affidabilità. Grazie alla sua concezione ergonomica e regolabile in altezza assicura il massimo del comfort. Disponibili diverse finiture e colorazioni.



Possibilità di abbinare il colore della guida

grigio chiaro · nero · marrone

Caratteristiche

STANDARD

Telecomando e comando di bordo

È estremamente semplice da usare: basta tenerlo premuto nella direzione verso la quale si desidera spostarsi e il montascale si muoverà delicatamente di conseguenza. Disponibile anche la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



Sedile richiudibile e rotazione manuale

Sedile richiudibile e seggiolino con rotazione manuale all'arrivo in alto per aiutare la salita e la discesa dal servoscala.



Cintura di sicurezza

Pratica cintura di sicurezza retrattile, per garantire la massima tranquillità.




Display diagnostico

Per monitorare lo stato del tuo montascale.
È presente inoltre un interruttore per spegnere completamente il servoscala.



Batteria

Batteria di riserva per poter utilizzare il servoscala anche in caso di interruzione di corrente.



OPTIONAL



Rotazione motorizzata monodirezionale

Rotazione motorizzata del seggiolino tramite comando sul bracciolo. Il sedile ruota solo all'arrivo in alto verso il pianerottolo. (Disponibile solo sui sedili Style e Smart).



Guida ribaltabile motorizzata

Guida ribaltabile motorizzata per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala. È azionata tramite il comando sul bracciolo o tramite radiocomando.



Pedana poggiapiedi motorizzata

Ribaltamento pedana poggiapiedi automatico tramite un bottone sul bracciolo.



Versione per esterni

Rivestimento impermeabile della macchina e guida trattata per esterno, compreso telo di copertura.
Sedile color ardesia.




Sedile Perch fisso

Posizione del seggiolino più alta e seduta meno profonda. Adatto a chi ha problemi di mobilità alle ginocchia. (Disponibile solo per interni e senza rotazione).

Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it



MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso
Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423 86443

Sede di Bergamo
Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG)
Tel. 0363 221873

Sede di Torino
Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011 4452890

Sede di Modena
Via Repubblica Val Taro, 130 – 41122 Modena (MO)
Tel. 059 9910957

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it

NOAL MOBILITY CARE

Numero Verde
800 59 80 78